

CÓMO IMPORTAR ARCHIVOS .ISO a la Base MARC

Identificación de los archivos de catalogaciones colectivas para la base MARC:

El archivo que contiene registros de catalogación colectiva para la base “MARC” se identificará con las letras iniciales “CCA”.

Por lo tanto, buscarlo en primera columna desde la izquierda (ARCHIVO ISO/MARC).

ELECCION Y GUARDADO:

- Pararse sobre el nombre del archivo que quiero bajar.(Ej. CCA01ES)
- Click sobre el nombre. Se abre ventana con opción desea ABRIR o GUARDAR?
- Click en “Guardar”.

Se abre ventana de “GUARDAR COMO”

A.-Si estoy en la PC de la biblioteca con conexión a Internet:

“Guardarlo como” ubicándose en la carpeta MX

El recorrido para encontrar esa carpeta será:

MI PC/Disco “C “/carpeta “AGUAPEY”/ carpeta “MX”

Deberán Clickear en el triángulo de la ventana superior para indicarle la ruta antedicha. Se abren las opciones de carpetas y las voy eligiendo con click.

B.- Si no estoy en la PC de la biblioteca:

“GUARDAR COMO” en un perisférico: diskette o en un disco extraíble (pendrive).

Mi PC/ Diskette o

Mi PC/ Disco extraíble.

Luego, ya en la PC de la biblioteca, “copiando” desde el perisférico y “pegando” lo ubican siempre en la carpeta “MX”.

A continuación, por opción A o B, se siguen los pasos 1 a 5.

IMPORTACION del Archivo ISO a la Base MARC:

Nota:

Recuerden que deben colocar PRIMERO el archivo a incorporar en la carpeta “MX” con el programa cerrado. Para luego proceder a abrir el programa e importarlo desde dentro.

Entrar al programa con la clave de acceso de la bibliotecaria.

1.- Entrar a la solapa “Catalogación”

2.- Entrar luego a la solapa “Utilitarios”

Aparecerá una ventana que dice “Atención las operaciones de esta solapa...”

Clic en ACEPTAR.

Vamos a IMPORTAR un archivo que ya está transformado a ISIS/MARC, por lo tanto:

3.- En el recuadro titulado “Conversiones y Migraciones” colocar:

- Click en el circulito “MARC”
- Abrir las opciones de la ventana “base de datos” clickeando en el triangulito. Se abrirá la opción “Archivo . ISO.”
- Para activar esta opción, hacer clic sobre Archivo ISO, quedará pintado de azul.
- Clic en la tecla **IMPORTAR**. Se abrirá una ventana sobre impresa “Abrir”. Aquí debemos indicarle dónde buscará el archivo a importar:

MI PC/ Disco “C”/ Aguapey/ MX.

4.- Ya en la carpeta “MX” darle DOBLE Clic sobre el nombre del archivo a importar (Ej. CCA01ES.iso)

Nota:

Si no aparece el nombre del archivo es posible que se hayan olvidado de la opción de la ventana “Archivo. ISO” en “Conversiones y migraciones” (quedaba en azul), entonces sólo les muestra las extensiones .MST que corresponden a la opción predeterminada “base de datos”. No asustarse y cancelar para volver a comenzar desde el punto 3.

Se abre una ventana que pregunta:

¿Desea incorporar los registros del archivo ISO C/..... a?

5.- Click en “SI”. Aparecen en negrita consecutivamente los números de los registros que se van incorporando a la base existente. Se adicionan al final de la base.

Se abre una ventana pequeña IMPORTACIÓN COMPLETA

- Clic en “aceptar”.

Volver a la solapa de “Búsqueda” (margen superior de la pantalla) y mover las flechas de inicio7final de la base para comprobar la incorporación de los registros.